

# スーパーウエットの使い方

スーパーウエットは口腔内から取出した印象材に石膏を注入しますが印象材によっては石膏が印象面をスムーズに流れないで大事な場所に気泡を作る事がしばしばです。

このような失敗をなくし正確な気泡の入らない模型を造るのには欠かせない商品としてスーパーウエットが必要です。印象材、石膏を選ばず大変相性の良い界面活性剤です。



- 商品のスーパーウエットです。
- 100m L 入りです。

- 15～20 c m 離してスプレーします。
- 全体に行き渡ったところで余分な液をエア―等で排除致します。



- 石膏を通法に従って無難なところから少しづつ流します。
- スーパーウエットは石膏を選びませんので石膏の面が荒れる事無くきれいです。