


義歯・レジン冠の咬合調整専用 Polishing kit < 使用説明書 >

義歯・レジン冠の
Polishing kit



標準価格 9,400円(税込価格 10,340円)

	注文番号	商品名
①	R-1	ビッグバフポイント
②	R-2	アフロブラシ #1(ダークレッド)
③	R-3	アフロブラシ #2(グリーン)
④	R-4	アフロブラシ #3 (オレンジ)
⑤	R-5	フェルトバフ
⑥	R-6	オレンジルージュ (小)
⑦	R-7	ルージュ off クリーナー (100ml)
⑧	R-8	オレンジルージュ (大) ※単品販売のみ
⑨	R-9	バースタンド

① R-1
ビッグバフポイント (1入)

標準価格 2,100円
(税込価格 2,310円)



<使用方法>

- ビッグバフポイントで削合箇所を削合し調整し整える

② R-2 アフロブラシ #1(ダークレッド) (1入)

標準価格 600円
(税込価格 660円)



<使用方法>

- 荒仕上げアフロブラシで削合された面を滑らかにする

③ R-3
アフロブラシ #2 (グリーン) (1入)

標準価格 600円
(税込価格 660円)



<使用方法>

- R-2 のアフロブラシで削合された面を R-3 で滑らかにする

④ R-4
アフロブラシ #3 (オレンジ) (1入)
細目 (仕上げ)

標準価格 800円
(税込価格 880円)



<使用方法>

- R-3 で滑らかになった箇所を最終仕上げとして R-4 で仕上げる

⑤ R-5 フェルトバフ (1入)
⑥ R-6 オレンジルージュ (小)
⑧ R-8 オレンジルージュ (大)

⑥ R-6
オレンジルージュ (小)

標準価格 2,000円
(税込価格 2,200円)



⑧ R-8 オレンジルージュ (大)

標準価格 5,400円
(税込価格 5,940円)



⑤ R-5 フェルトバフ

標準価格 800円
(税込価格 880円)



⑤

<使用方法>

- オレンジルージュを使用して通常通りの使用方法で光沢が得られる

⑦ R-7 ルージュ off クリーナー (1本)

<使用方法>

- 光沢面に噴霧してルージュを落とします。噴霧後 2~3 分後に水洗します。

標準価格 1,800円
(税込価格 1,980円)



⑨ R-9 バースタンド

標準価格 700円
(税込価格 770円)

- ※ オートクレーブ消毒可能 (オレンジルージュ・バースタンド除く)



株式会社 キクタニ

〒640-8392和歌山市中之島1426番地
TEL : 073-432-7135
URL : https://kikutani.com